

RU

Bausch + Lomb

Однодневные линзы

Инструкция по применению

Данная инструкция предназначена для информирования потребителей о правилах использования мягких гидрофильных однодневных контактных линз и ухода за ними.

Инструкция применима к следующим контактным линзам:

Название продукта	Материал	Влагосодержание	Раствор упаковочного блистера
SoftLens® daily disposable (hilafilcon B) Однодневные контактные линзы	Hilafilcon B	59% (массовая доля)	Физиологический раствор, содержащий боратный буфер и полоксамин
SoftLens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Однодневные торические контактные линзы			
Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Однодневные цветные контактные линзы			
Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Однодневные контактные линзы	Nesofilcon A	78% (массовая доля)	Физиологический раствор, содержащий боратный буфер и полоксамин
Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A) Однодневные контактные линзы для коррекции пресбиопии			

Показания для применения:

Контактные линзы компании Bausch + Lomb (hilafilcon B, nesofilcon A) показаны для дневного ношения и коррекции рефракционных аметропий (миопия, гиперметропия, астигматизм), пресбиопии и коррекции сферических aberrаций у пациентов с афакией и/или без афакии на здоровых глазах с астигматизмом до 2.00 диоптрий или меньше (SoftLens® daily disposable Toric – до 5.00 диоптрий или меньше), не снижающим остроты зрения. Сферические линзы оптической силы от +20.00 D до -20.00 D предназначены для одноразового использования и должны быть утилизированы после каждого использования.

Описание и способ применения

Данные линзы предназначены для однодневного ношения и должны быть утилизированы после каждого использования. Повторное использование без очищения и дезинфекции линз может привести к инфицированию и/или серьезным заболеваниям глаз. Соблюдайте режим ношения и замены линз, рекомендованный вашим офтальмологом.



Данные линзы поставляются стерильными и рекомендованы производителем для ношения не более чем в течение одного дня. Использован метод стерилизации паром.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ линзы, если упаковка повреждена.

Надевание и снятие линз

Перед надеванием линз тщательно вымойте и высушите руки. Не используйте мыло, содержащее ароматизаторы или лекарственные препараты. Положите линзу на подушечку указательного пальца. Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку.



Перед надеванием убедитесь, что линза чистая и не имеет повреждений.

Для того чтобы снять линзу, убедитесь, что ваши руки чистые и сухие. Положите подушечку указательного пальца на нижний край линзы, сдвиньте линзу в сторону и снимите ее с глаза. Если возникают трудности, используйте увлажняющие капли. Всегда утилизируйте линзы после каждого использования.

Уход за линзами

- Всегда тщательно мойте руки перед использованием линз
- Не допускайте попадания в глаза и на линзы косметики, мыла, крема, лосьонов, парфюмерии.
- Никогда не используйте острые предметы или ногти для того чтобы снять линзы или извлечь их из блистера
- Всегда утилизируйте линзы после использования

Предупреждения и меры предосторожности

Несоблюдение режима ношения и замены линз, рекомендованного вашим офтальмологом может привести к серьезным заболеваниям глаз.

Не носите однодневные линзы дольше одного дня и не спите в линзах.

Не носите контактные линзы если у вас наблюдается хотя бы одно из перечисленных состояний:

- Аллергия, воспаление, инфекция или покраснение глаза или вокруг глаз
- Синдром сухого глаза
- Острые заболевания с поражением глаз, например простуда и грипп
- Системные заболевания с поражением глаз

Обратитесь за консультацией к офтальмологу перед ношением контактных линз, если вы:

- Занимаетесь водными видами спорта
- Работаете в чрезмерно сухих или пыльных условиях
- Используете глазные капли или другие лекарства для глаз

Немедленно снимите линзы, если вы испытываете любые из перечисленных симптомов:

- Жжение, зуд, раздражение или боль в глазу
- Линзы менее комфортны, чем обычно
- Слезотечение или отделяемое из глаза
- Покраснение глаз
- Тяжелая или постоянная сухость глаз
- Снижение остроты зрения или нечеткое зрение
- Радужные круги или ореолы вокруг источников света
- Светобоязнь

Если симптомы сохраняются после снятия или замены линз, снимите линзы и обратитесь к вашему офтальмологу. Чтобы предотвратить развитие серьезных глазных заболеваний, не игнорируйте данные симптомы.

Дополнительные меры предосторожности для контактных линз Biotrue ONEday (nesofilcon A).

Предупреждение: контактные линзы с УФ-фильтром не заменяют средства, поглощающие УФ излучение, такие как очки или солнцезащитные очки, так как они не закрывают полностью глаз и периорбитальную область. Вам необходимо продолжать использование средств защиты, как рекомендовано.

Внимание: длительное воздействие УФ-излучения является одним из факторов риска развития катаракты. Воздействие связано с рядом факторов окружающей среды (высота над уровнем моря, географическое положение, облачность) и образа жизни (продолжительность и характер деятельности на открытом воздухе). Линзы с УФ-фильтром помогают защитить глаз от вредного УФ-излучения.

Внимание: Эффективность контактных линз с УФ-фильтром в отношении предотвращения или уменьшения частоты глазных заболеваний, связанных с воздействием УФ на данный момент не исследована. Клинические исследования, показывающие, что ношение контактных линз с УФ-фильтром снижает риск развития катаракты и других глазных заболеваний не были проведены. Для того чтобы получить больше информации, обратитесь к вашему офтальмологу.

Символы на этикетке и упаковке



Утилизация отходов 94/62/ЕС



Bausch & Lomb Incorporated
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Дата выпуска: ГГГГ-ММ-ДД



CE маркировка соответствия и номер



Не для переработки



Хранить при определенной температуре

®/™ – торговые марки компании Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.